

IKA

designed for scientists

ES





DOSIFICACIÓN PRECISA | IKA PETTE FIX Y VARIO

PETTE fix y vario

/// Manejo simple de líquidos de volúmenes fijos y variables

Óptima ergonomía combinada con un rendimiento preciso:
Las pipetas IKA pueden ser utilizadas en muchas aplicaciones en su laboratorio. La codificación por colores simplifica la selección de la pipeta adecuada. La resistencia al impacto, los rayos UV y los productos químicos garantizan que la punta del cono proporcione una dosificación confiable a largo plazo. Las pipetas IKA PETTE también son autoclavables. Por lo tanto asegura la fácil esterilización. Esto garantiza un funcionamiento sin fallas, preciso y seguro.





Diseño Ergonómico

Las pipetas IKA son enviadas con soportes intercambiables en diferentes formas y materiales, lo que garantiza un buen ajuste en la palma de la mano. La baja fricción y suavidad del botón garantizan un pipetaje preciso y, sin ningún esfuerzo.

Es posible ajustar el volumen, utilizando el botón multifuncional. Además, la puntera puede ser expulsada, independientemente de la mano utilizada, mientras que el ajuste del volumen es bloqueado de forma segura.

Construcción de Alta Calidad

La punta del cono y el pistón son revestidos con diamond like carbon de alta calidad (DLC). El design es funcional y minimalista. Esta combinación garantiza pipetas particularmente robustas y confiables para el uso cotidiano.

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

Usted recibirá su IKA PETTE con una certificación de calidad individual (QC) y la certificación de calibración de acuerdo con la norma ISO 8655.



Display Amplio

El visor muestra los volúmenes definidos en caracteres de fácil lectura. La posición del visor permite la lectura durante el pipetaje.



Calibración fácil

El software IKA utilizado para planear, ejecutar y grabar las pruebas de calibración de las IKA PETTE, es simple y de fácil utilización.


Mantenimiento Simple

La unidad de volumen con pistón y vedación puede ser desmontada e higienizada en solamente algunos pasos. Cuando el ajuste es necesario, puede realizarse sin herramientas adicionales.




Versiones PETTE fix y vario

PETTE FIX	NO. IDENT.	VOLUMEN MAX. PUNTA
5 µl	0020011219	10 µl
10 µl	0020011220	10 µl
20 µl	0020011221	200 µl
25 µl	0020011222	200 µl
50 µl	0020011223	200 µl
100 µl	0020011224	200 µl
200 µl	0020011225	200 µl
250 µl	0020011226	1000 µl
500 µl	0020011227	1000 µl
1000 µl	0020011228	1000 µl



PETTE VARIO	NO. IDENT.	VOLUMEN MAX. PUNTA
0,1 – 2 µl	0020011210	10 µl
0,5 – 10 µl	0020011211	10 µl
2 – 20 µl	0020011213	200 µl
10 – 100 µl	0020011214	200 µl
20 – 200 µl	0020011215	200 µl
100 – 1000 µl	0020011216	1000 µl
0,5 – 5 ml	0020011217	5 ml
1 – 10 ml	0020011218	10 ml



Productos Adicionales

Los siguientes equipamientos están disponibles para que pueda mejorar el rendimiento en su laboratorio:



ElectraSyn 2.0 Package
Kit de electroquímica
NO. IDENT. 0020008980



Matrix Orbital
ThermoShaker
NO. IDENT. 0030000627



G-L
Centrífuga
NO. IDENT. 0030000774

Accesorios PETTE fix y vario



Soporte de Pipeta IKA LINEA
Montaje seguro para acceso fácil a las pipetas.
NO. IDENT. 0020018987



PUNTAS
Las puntas IKA vienen con o sin filtro. Estas permiten la dispensación de la muestra de manera precisa y con alta reproducibilidad. Disponibles de 0,1 ul hasta 10 ml.
NO. IDENT. 5 µl: 0020017830



Software de Calibración de las Pipetas
un software de interfaz amigable para la calibración de pipetas, que auxilia en la planificación, ejecución y grabación de todos los tests de calibración.
NO. IDENT. 0004719000

Encuentre más
accesorios en
www.ika.com

IKA BRASIL EQUIP LAB ANA PROC LTDA
Rua Alfredo da Costa Figo, n°. 102, Jardim Santa Cândida
Campinas – SP CEP 13087-534 – Brasil
Telefone : (19) 3772-9600
vendas@ika.net.br



www.ika.com



IKAworlwide // #lookattheblue